

# Cysto-Gastro Set

## Zur Punktion von Pankreas-Pseudozysten

Mittels endoskopischen Ultraschall oder Durchleuchtungs-Kontrolle können Pankreas-Pseudozysten mit dem Cysto-Gastro Set transgastral oder transduodenal punktiert werden. Das Set besteht aus einer Nadel und Aussentubus mit Diathermie Kopf, zwei HF-Anschlüssen für das Nadel-Papillotom.

Speziell für den Einsatz in kleineren Arbeitskanälen konzipiert ist das Zystostom Fr. 6. Dieses besteht aus einem Aussentubus mit einem entsprechenden Diathermie-Metallkopf und einem Zugang für einen .035 inch Führungsdraht.

Nach der Punktion der Pseudozyste können bei allen Sets entsprechende Stents über den Führungsdraht zur Drainage in den Magen bzw. das Duodenum gelegt werden.



- bestehend aus **Nadel und Aussentubus**
- **zwei HF-Anschlüsse**
- **Drainage** legen mittels Führungsdraht

Artikelnummer	FR	Länge
<b>E30006 345</b>	<b>6</b>	<b>180 cm</b>
<b>E30008 341</b>	<b>8.5</b>	<b>180 cm</b>
<b>E30010 340</b>	<b>10</b>	<b>180 cm</b>
<b>Lieferumfang pro Packung: 1 Stück</b>		