

Lithotriptor-Set

Wiederverwendbar

Mechanisches Lithotriptor-Set zur Kombination von geplanter und Notfall-Lithotripsie in einem Gerät. Das Aufstecken der Spirale und das Fixieren des Zugteils gewährleisten eine einfache Bedienung, zudem ist das Set zu allen gängigen Lithotriptor-Fangkörben von Endo-Flex kompatibel. Das Set ist in zwei verschiedenen Optionen erhältlich und wiederverwendbar.



- **Einfache Bedienung**
- Notfall- und geplante Lithotripsie **kombiniert in einem Gerät**
- **Kompatibel** zu Lithotriptor-Fangkörper

Artikelnummer	Beschreibung	Verwendung
120610	SET 1: Mechanisches Lithotriptor-Set Typ 3	Mehrweg
120611	SET 2: Lithotriptor-Handgriff inklusive 2x Lithotriptor-Spiralen	Mehrweg
120600	Lithotriptor Handgriff Typ 3	Mehrweg
E120602	Lithotriptor-Spirale Ø 2.6 mm, L 195 cm	Einweg
E120604	Lithotriptor-Spirale Ø 4.0 mm, 100 cm lang, für Typ 3	Einweg
E122***N	Lithotriptor-Korb rautierte Form, 4 multifile Drähte, Ø 2.6 mm, L 400 cm, Korb 50 mm	Einweg
E124***N	Lithotriptor-Korb gedrehte Form, 6 multifile Drähte, Ø 2.6 mm, 400 cm lang, Korb 50 mm	Einweg
E128336N	Lithotriptor-Korb rautierte Form, 6 multifile Drähte, Ø 3.4 mm, 400 cm lang, Korb 60 mm	Einweg
Lieferumfang: 1 Stück		

*****Für andere Grössen wenden Sie sich bitte an unseren Produktverantwortlichen**