


Polypektomie-Schlingen

Drehbare Polypektomie-Schlingen zum Einmalgebrauch

- **2.3 mm Ø** inkl. Handgriff
- Für Arbeitskanäle **ab 2.8 mm Ø**
- **Folgende Ausführungen vorhanden:**
 - Hexagonal, multifil
 - Asymmetrisch, multifil
 - Oval, multifil
 - Oval, monofil



Artikelnummer	Form	Schlingenöffnung	Länge	Schlingendraht
NOE372216-G	Hexagonal	25 mm	230 cm	multifil
NOE372217-G	Hexagonal	35 mm	230 cm	multifil
NOE3222-G	Asymmetrisch	15 mm	230 cm	multifil
NOE3322-G	Asymmetrisch	25 mm	230 cm	multifil
NOE342214-G	Oval	15 mm	230 cm	multifil
NOE342216-G	Oval	25 mm	230 cm	multifil
NOE342217-G	Oval	35 mm	230 cm	multifil
NOE342212M-G	Oval	6 mm	230 cm	monofil
NOE342213M-G	Oval	10 mm	230 cm	monofil
NOE342214M-G	Oval	15 mm	230 cm	monofil
NOE342216M-G	Oval	25 mm	230 cm	monofil
NOE342217M-G	Oval	35 mm	230 cm	monofil
Lieferumfang pro Packung: 5 Stück				