


# Duo-System

## Korrigierbares Lokalisationssystem

Das Duo-System ist ein korrigierbares Lokalisationsset zur präoperativen Markierung von nicht palpablen, suspekten Mammaläsionen. Es erleichtert die intraoperative Befundlokalisierung für den Chirurgen. Für eine erforderliche Lagekorrektur kann der Markierungsdraht problemlos in die Kanüle zurückgezogen und erneut zur Markierung freigesetzt werden

- **Korrigierbarer Markierungsdraht**
- **Durch Double-Loop-Technik** feste Verankerung
- **Hohe Flexibilität** des Drahtes
- **Atraumatischer, extrem scharfer** Kanülenschliff
- **Fixierungsteil** zur Vermeidung distaler Dislokation



### Duo-System

Artikelnummer	271440	271441	271443
Gauge	20 G	20 G	20 G
Durchmesser	0.95 mm	0.95 mm	0.95 mm
Länge	50 mm	90 mm	120 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück			

### MR-Duo-System

Artikelnummer	601609	601611
Gauge	20 G	20 G
Durchmesser	0.95 mm	0.95 mm
Länge	90 mm	120 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück		