

KliniTray™

Transport- und Röntgensystem für Gewebeproben zur Bestimmung der freien Resektionsränder

Das Gewebe Transport- und Röntgen-System KliniTray™ ist ein innovatives System zur Tumor-Fixierung und dient zum Transport, zur Untersuchung und zur Aufbereitung von Tumorgewebe, das intra- und/oder postoperativ eine millimetergenaue Beschreibung des freien Resektionsrandes benötigt.



Mit Hilfe von KliniTray™ kann das Gewebe in einer vorgegebenen dreidimensionalen räumlichen Orientierung sicher transportiert und sowohl radiologisch als auch sonographisch untersucht werden. Das für die histologische Untersuchung notwendige Zuschneiden des Materials erfolgt unter Zuhilfenahme der Röntgen- und/ oder Sonographie-Bilder direkt auf der Platte.

Für die Anwendung im Bereich Brustkrebs-Chirurgie ist KliniTray™ mit den Orientierungsmarkern „cranial“, „caudal“, „lateral“ und „medial“ ausgestattet. Auf dem Brustschema mit dem röntgenopaken Koordinaten-Rahmen der Platte kann die Lokalisation des Befundes markiert werden.

- **Sichere anatomische Zuordnung** der Präparatränder
- **Sicheres, luft- und wasserdichtes** Transportgefäß
- **Leichte Kunststoffplatte** zur Fixierung des Gewebes
- Klare Lokalisation des Befundes durch **röntgenfähige Orientierungsmarker**
- Spezielle Fixierungsstifte für **horizontale und vertikale** Untersuchungen

Bestellinformationen:

KliniTray™ Mamma-Platten, steril				
Artikelnummer	2001105	2001205	2001155	2001255
Beschreibung	«L»-Platte, klein	«R»-Platte, klein	«L»-Platte, gross	«R»-Platte, gross
Länge	16 cm	16 cm	20 cm	20 cm
Breite	9.5 cm	9.5 cm	18 cm	18 cm
Höhe	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Lieferumfang pro Packung: 20 Stück				

Zubehör für KliniTray™ Mamma-Platten			
Artikelnummer	1000300	1000350	1000400
Beschreibung	Transportdose, klein	Transportdose, gross	Ständer für KliniTray Platten
Volumen	1000 ml	3000 ml	-
Lieferumfang pro Packung:	20 Stück		2 Stück

KliniTray™ Extra small		
Artikelnummer	1000700	1000395
Beschreibung	Platte, extra small	Transportdose
Länge	67 mm	-
Breite	45 mm	-
Volumen	-	120 ml
Lieferumfang pro Packung:	20 Stück	5 Stück

