

# Chiba Nadel

## Mit hoher Echogenität

Die Chiba Nadel wird mit einem Spezialschliff angefertigt, welcher eine hohe Echogenität sichert.



- **Hohe Echogenität** durch Spezialschliff
- Weitgehend **atraumatische Punktion**

Artikelnummer	Durchmesser Gauge / mm	Länge	Lieferumfang pro Packung
200S 095150	19.5 G / 0.95 mm	150 mm	10 Stück
200S 095220	19.5 G / 0.95 mm	220 mm	10 Stück
200S 070090	22 G / 0.70 mm	90 mm	25 Stück
200S 070120	22 G / 0.70 mm	120 mm	10 Stück
200S 070150	22 G / 0.70 mm	150 mm	10 Stück
200S 070220	22 G / 0.70 mm	220 mm	10 Stück