

Epaset

Kit à usage unique pour la biopsie des tissus mous tels que le rein, les ganglions lymphatiques, le foie et la thyroïde.

Set de procédure fourni avec une aiguille jetable dotée d'une canule atraumatique aiguisée en acier AISI 304 et d'une pointe «Menghini».



Informations pour la commande:

Code	Gauge	Longeur
PA1509	15 G	90 mm
PA1609	16 G	90 mm
PA1709	17 G	90 mm
PA1809	18 G	90 mm
Conditionnement: 10 unités		