

Ecojekt

Aiguille à biopsie avec pointe Chiba modifiée

L'aiguille à biopsie Ecojekt comprend un stylet amovible parfaitement couplé à l'aiguille. Tant la sonde d'arrêt que le marquage centimétrique permettent un guidage sûr de la profondeur de pénétration. Le marqueur échogène interne empêche la dispersion des cellules cancéreuses.



- **Mandrin amovible**
- Un **marqueur échogène interne** empêche la dispersion des cellules cancéreuses.
- **Guidage sûr de la profondeur de pénétration** grâce à la sonde d'arrêt et au marquage centimétrique.

Numéro d'article	Gauge	Longueur
E1715	17 G	150 mm
E1815	18 G	150 mm
E1825	18 G	250 mm
E1910	19 G	100 mm
E1915	19 G	150 mm
E1918	19 G	180 mm
E2010	20 G	100 mm
E2015	20 G	150 mm
E2020	20 G	200 mm
E2110	21 G	100 mm
Nombre d'unités par emballage: 20 pièces		

Numéro d'article	Gauge	Longueur
E2115	21 G	150 mm
E2120	21 G	200 mm
E2130	21 G	300 mm
E2205	22 G	50 mm
E22075	22 G	75 mm
E2210	22 G	100 mm
E2215	22 G	150 mm
E2220	22 G	200 mm
E2315	23 G	150 mm
Nombre d'unités par emballage: 20 pièces		