

# TRAPSYSTEM

## Pour biopsie médullaire

Le dispositif TRAPSYSTEM permet de réaliser des biopsies médullaires sans avoir à utiliser la technique de déflexion traditionnelle pour recueillir un échantillon de moelle épinière. Grâce à une canule spécialement développée à cet effet, il recueille l'échantillon tout entier et intact lorsqu'il est introduit dans l'aiguille en «J».

- Extrémité en « tête de poisson »
- Aiguille en «J» graduée
- Stylet avec pointe en forme de pyramide
- Canule d'extraction graduée à pointe émoussée
- Canule ergonomique
- Échantillon sûr
- Manipulation aisée
- Procédé plus rapide



Numéro d'article	Gauge	Longueur
TRAPJ 0810	8 G	100 mm
TRAPJ 0815	8 G	150 mm
TRAPJ 1110	11 G	100 mm
TRAPJ 1115	11 G	150 mm
TRAPJ 1306	13 G	60 mm
TRAPJ 1310	13 G	100 mm
Nombre d'unités par emballage: 10 pièces		