

EasyCollect

Poche de collecte ovale à usage unique

EasyCollect à usage unique. La poche de collecte peut pivoter dans tous les sens et est exempte de latex.

- **Poche de collecte ovale**
- **Pivotable** dans tous les sens
- **Exempte de latex**
- Poignée synthétique **ergonomique**
- **En emballage individuel, stérile**
- **Existe en deux dimensions**
 - Poche de collecte 15 mm
 - Poche de collecte 35 mm



Numéro d'article	NE1518-B15	NE1522-G35
Taille de la poche	15 mm	35 mm
Diamètre extérieur	1.8 mm	2.3 mm
Longueur	160 cm	230 cm
Nombre d'unités par emballage: 10 pièces		