


Kit pour lithotriporteur

Réutilisable

Kit mécanique pour lithotriporteur qui combine la lithotritie planifiée et d'urgence en un seul dispositif. L'insertion de la spirale et la fixation du câble de traction garantissent une utilisation facile. En outre, le kit est compatible avec tous les paniers de lithotritie courants Endo-Flex. Le kit est disponible en différentes versions et tailles.



- **Utilisation simple**
- Lithotritie planifiée et d'urgence **en un seul dispositif**
- **Compatible** avec les paniers de lithotritie courants

No. d'article	Description	Usage
120610	KIT 1: Kit mécanique lithotriporteur type 3	Réutilisable
120611	KIT 2: Manche de lithotriporteur incl. 2x spirale des lithotripteurs	Réutilisable
120600	Manche de lithotriporteur type 3	Réutilisable
E120602	Spirale de lithotriporteur Ø 2.6 mm, L 195 cm	Unique
E120604	Spirale de lithotriporteur Ø 4.0 mm, L 100 cm, pour type 3	Unique
E122***N	Paniers de lithotripteurs, forme de diamant, 4 fils multifilaires, Ø 2.6 mm, L 400 cm, panier 50 mm	Unique
E124***N	Paniers de lithotripteurs forme tordue, 6 fils multifilaires, Ø 2.6 mm, L 400 cm, panier 50 mm	Unique
E128336N	Paniers de lithotripteurs, forme de diamant, 6 fils multifilaires, Ø 3.4 mm, L 400 cm, panier 60 mm	Unique
No. d'unités par emballage: 1 pièce		

*** Si vous souhaitez d'autres tailles, merci de contacter notre spécialiste en produits