

Aiguille à sclérose

À usage unique

L'aiguille à sclérose est dotée d'une tête métallique qui assure un apport contrôlé. L'aiguille peut être utilisée pour tous les canaux de travail à partir de 2.8 mm Ø.



- **2.3 mm Ø**
- Pour canaux opérateurs **à partir de 2.8 mm Ø**
- **Avec tête métallique** pour un flux contrôlé

Numéro d'article	NET2522-C5	NET2522-G5
Longueur de l'aiguille	5 mm	5 mm
Diamètre de l'aiguille	0.7 mm	0.7 mm
Longueur totale	180 cm	230 cm
Nombre d'unités par emballage: 5 pièces		