

Sphinctérotome

Triple lumière, pivotant

Principalement utilisé avec des endoscopes flexibles et des coagulateurs à haute fréquence. Le sphinctérotome (pivotant) a été conçu pour le traitement de maladies suspectes des voies biliaires ou du pancréas et est utilisé principalement sur la papille de Vater ou pour sectionner le sphincter d'Oddi à l'aide d'un courant à haute fréquence.



- **Couche isolante de protection**
- **Pointe conique avec design conique unique**
- **Design de manche unique** pour l'alimentation externe en courant
- **Le produit dispose d'un dispositif de conduite de l'extrémité** qui peut diriger l'angle de la canule

Numéro d'article	Longueur de l'extrémité	Longueur du fil de coupe	Longueur	Modèle	Isolation
AG-5091-0525	5 mm	25 mm	1800 mm	Triple lumière	Oui
AG-5093-0525	5 mm	25 mm	1800 mm	Triple lumière avec échange rapide	Oui
AG-5093-0525-U	5 mm	25 mm	1800 mm	Triple lumière avec échange rapide	Non
Nombre d'unités par emballage: 5 pièces					