


Systeme Duo

Systeme de localisation repositionnable

Le système Duo est un set de localisation repositionnable pour le repérage préopératoire des lésions mammaires suspectes non palpables qui permet au chirurgien de localiser plus facilement la lésion pendant l'opération. Si un repositionnement est nécessaire, le fil de repérage peut être facilement rétracté dans la canule, puis libéré une nouvelle fois pour un nouveau repérage.

- **Fil de repérage repositionnable**
- Ancrage solide grâce à sa **forme en «double J»**
- Fil **très flexible**
- Aiguille **atraumatique extrêmement tranchante**
- **Pièce de fixation** évitant toute dislocation distale



Systeme Duo

Numéro d'article	271440	271441	271443
Gauge	20 G	20 G	20 G
Diamètre	0,95 mm	0,95 mm	0,95 mm
Longueur	50 mm	90 mm	120 mm
Nombre d'unités par emballage: 10 unités			

Systeme Duo IRM

Numéro d'article	601609	601611
Gauge	20 G	20 G
Diamètre	0,95 mm	0,95 mm
Longueur	90 mm	120 mm
Nombre d'unités par emballage: 10 unités		