

EasyCut

è un dispositivo monouso progettato per la biopsia su tessuti molli

L'ago è dotato di una cannula affilata atraumatica in acciaio inossidabile e di una punta "Menghini". Il mandrino ha una punta piramidale. Il dispositivo è dotato di uno speciale sistema per la creazione del vuoto che si attiva premendo il pulsante sulla siringa; pertanto, può essere utilizzato con una sola mano.



EasyCut

- Il **fermo scorrevole** della cannula permette di fissare facilmente la profondità di penetrazione
- L'ago include un attacco **Luer-lock girevole** che lo fissa saldamente alla siringa
- Il dispositivo è dotato di un **mandrino interno** che facilita la penetrazione del dispositivo senza incisione della cute

Dati per ordinazione:

| Codice | Calibro | Diametro mm | Lunghezza |
|----------------------|---------|-------------|-----------|
| PC01620 | 16 G | 1,60 | 200 mm |
| PC01710 | 17 G | 1,40 | 100 mm |
| PC01720 | 17 G | 1,40 | 200 mm |
| Confezione: 10 pezzi | | | |

Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto