

# TRAPSYSTEM

## Per la biopsia del midollo osseo

Il dispositivo TRAPSYSTEM consente di eseguire la biopsia del midollo osseo senza la tradizionale tecnica della deflessione per il prelievo di un campione di midollo osseo. Grazie a una cannula appositamente sviluppata che viene introdotta nell'ago «J» è possibile prelevare il campione integralmente e senza che venga alterato.

- Punta **tipo Fischmaul**
- **Ago «J»** centimetrato all'esterno
- **Mandrino con punta piramidale**
- **Cannula di estrazione con centimetratura** e punta ottusa
- Impugnatura **ergonomica**
- Prelievo **sicuro**
- **Facile manovrabilità**
- Procedura **rapida**



Cod. articolo	Gauge	Lunghezza
TRAPJ 0810	8 G	100 mm
TRAPJ 0815	8 G	150 mm
TRAPJ 1110	11 G	100 mm
TRAPJ 1115	11 G	150 mm
TRAPJ 1306	13 G	60 mm
TRAPJ 1310	13 G	100 mm
Contenuto della confezione: 10 pezzi		