

Everlift®

Agente di sollevamento della sottomucosa

L'agente di sollevamento della sottomucosa EverLift è destinato all'uso nelle procedure endoscopiche gastrointestinali per il sollevamento submucosale di polipi, adenomi, tumori in stadio iniziale o altre lesioni gastrointestinali prima dell'asportazione con un'ansa o altro dispositivo endoscopico appropriato.

EverLift è a base di cellulosa, il che significa che la soluzione rimane in sede più a lungo perché non viene assorbita rapidamente come altri agenti.

EverLift colora la sottomucosa con un colore blu intenso, creando un forte contrasto con il colore bianco dello strato muscolare.



- **Nessun tempo di preparazione** grazie alla siringa pre-riempita
- A base di cellulosa e ipertonico, consente di ottenere un'elevazione di **2 mm per 60 minuti**
- **Quest'unico agente pre-riempito per il sollevamento sottomucosa presente sul mercato è disponibile nei due formati 5 ml e 10 ml**
- La siringa può essere collegata direttamente a tutti gli aghi da iniezione endoscopici tramite l'attacco Luer lock. **Raccomandazione: ago 23G.**

Numero articolo	GIS-55	GIS-59
Contenuto per siringa	5ml	10ml
Pezzi per confezione: 10 pz.		

