

# Pinze bioptiche

## Rivestite, monouso

Pinze bioptiche rivestite monouso. Per canali operativi a partire da 2.8 mm Ø. Disponibili con o senza ago.



- **Rivestite**
- Per canali operativi **a partire da 2.8 mm Ø**
- 2.3 mm Ø incl. impugnatura
- **Disponibile in due varianti:**
  - senza ago
  - con ago

	Senza ago		Con ago	
<b>Cod. articolo</b>	<b>NEX0222-B</b>	<b>NEX0222-G</b>	<b>NEX0222D-B</b>	<b>NEX0222D-G</b>
<b>Diametro Ø</b>	<b>2.3 mm</b>	<b>2.3 mm</b>	<b>2.3 mm</b>	<b>2.3 mm</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>160 mm</b>	<b>230 mm</b>	<b>160 mm</b>	<b>230 mm</b>
<b>Contenuto della confezione: 10 pezzi</b>				