

Cisto-Gastro Set

Per la puntura delle pseudocisti pancreatiche

Con il Cisto-Gastro Set è possibile pungere le pseudocisti pancreatiche sotto guida ecoendoscopica o controllo fluoroscopico per via transgastrica o transduodenale. Il set è costituito da un ago e da un tubo esterno con punta diatermica, e due raccordi HF per il papillotomo ad ago.

Il cistotomo FR 6 è appositamente concepito per l'impiego in canali di lavoro molto piccoli. Consiste di un tubo esterno con punta metallica diatermica e accesso per un filo guida di .035 pollici.

Dopo la puntura della pseudocisti, con tutti i set è possibile posizionare, mediante il filo guida, stent per il drenaggio nello stomaco o nel duodeno.



- consistente in **ago e tubo esterno**
- **due raccordi HF**
- **posizionamento di drenaggio** mediante filo guida

No. d'articolo	FR	Lunghezza
E30006 345	6	180 cm
E30008 341	8.5	180 cm
E30010 340	10	180 cm
Contenuto della confezione: 1 pezzo		