

EasyCollect

Sacchetto di recupero ovale monouso

EasyCollect monouso. Il sacchetto di recupero è orientabile in tutte le direzioni ed è senza lattice.

- **Sacchetto di recupero ovale**
- **Orientabile** in tutte le direzioni
- **Senza lattice**
- Impugnatura **ergonomica** in plastica
- **In confezioni singole sterili**
- **Disponibile in due grandezze**
 - Sacchetto di recupero di 15 mm
 - Sacchetto di recupero di 35 mm



Cod. articolo	NE1518-B15	NE1522-G35
Grandezza del sacchetto	15 mm	35 mm
Diametro esterno	1.8 mm	2.3 mm
Lunghezza	160 cm	230 cm
Contenuto della confezione: 10 pezzi		