

Anse per polipectomia

Anse monouso per polipectomia

- **2.3 mm Ø** incl. impugnatura
- Per canali operativi **a partire da 2.8 mm Ø**
- **Sono disponibili i modelli seguenti:**
 - esagonale, multifilo
 - asimmetrica, multifilo
 - ovale, multifilo
 - ovale, monofilo



Cod. articolo	Forma	Apertura dell'ansa	Lunghezza	Filo dell'ansa
NOE372216-G	Esagonale	25 mm	230 cm	multifilo
NOE372217-G	Esagonale	35 mm	230 cm	multifilo
NOE3222-G	Asimmetrica	15 mm	230 cm	multifilo
NOE3322-G	Asimmetrica	25 mm	230 cm	multifilo
NOE342214-G	Ovale	15 mm	230 cm	multifilo
NOE342216-G	Ovale	25 mm	230 cm	multifilo
NOE342217-G	Ovale	35 mm	230 cm	multifilo
NOE342212M-G	Ovale	6 mm	230 cm	monofilo
NOE342213M-G	Ovale	10 mm	230 cm	monofilo
NOE342214M-G	Ovale	15 mm	230 cm	monofilo
NOE342216M-G	Ovale	25 mm	230 cm	monofilo
NOE342217M-G	Ovale	35 mm	230 cm	monofilo
Contenuto della confezione: 5 pezzi				