

Duo-System Premium

Comodo impiego a una mano sola

Il DUO-System PREMIUM è un sistema di localizzazione riposizionabile per mammografia. Offre a medico e paziente il massimo livello di qualità, affidabilità totale e comfort eccellente nella marcatura preoperatoria di tessuti sospetti.

Il filo di marcatura del DUO-System PREMIUM può essere ritirato nella cannula e nuovamente rilasciato senza problemi in caso di riposizionamento grazie alla speciale forma. Il doppio uncino garantisce un saldo ancoraggio nel tessuto ed evita quindi lo spostamento in tutte le direzioni. Grazie alle diverse caratteristiche del filo, la posizione in profondità della lesione marcata è facilmente riconoscibile.

Il DUO-System PREMIUM unisce una maneggevolezza semplice e precisa alla massima delicatezza d'impiego e garantisce inoltre una visibilità ottimale con gli ultrasuoni.

- **Utilizzabile con una sola mano**
- **Filo di marcatura riposizionabile**
- Saldo ancoraggio nel tessuto **grazie all'uncino DUO**
- **Punte affilate** per lesioni dure
- **Elevata flessibilità** del filo di marcatura
- **Orientamento in profondità** su cannula e filo
- **Marcatura a ultrasuoni e smusso a ultrasuoni** sulla punta della cannula
- **Elemento di fissaggio** che consente un fissaggio preoperatorio sicuro del filo



N. articolo	271770	271771	271773
Calibro	20 G	20 G	20 G
Diametro	0,95 mm	0,95 mm	0,95 mm
Lunghezza	50 mm	90 mm	120 mm
Contenuto della confezione: 10 pezzi			