

Tumorstent

Con filo e corpo flessibile

Tumorstent è prodotto in poliuretano di alta qualità. Nel corpo dispone di un rinforzo in tessuto. I pigtail sono in poliuretano morbido e garantiscono un elevato comfort per il paziente. Impiego ideale come stent a lunga permanenza.



Poliuretano **di alta qualità**

- **Rinforzo in tessuto** nel corpo
- **Massima stabilità dell'anello** mediante rinforzo integrato **anticollabimento**
- **Rivestimento idrofilo**

Cod. articolo	Descrizione	Misura CH Ø	Lunghezza
137970 370260	stent tumorale con filo, non controllabile, rivestimento idrofilo	7 CH	26 cm - 32 cm
137970 170260	stent tumorale con filo, non controllabile, rivestimento idrofilo	7 CH	26 cm
137971 170280	stent tumorale con filo, non controllabile, rivestimento idrofilo	7 CH	28 cm
137994 180260	stent tumorale controllabile, rivestimento idrofilo, incl. filo guida	8 CH	26 cm
137995 180280	stent tumorale controllabile, rivestimento idrofilo, incl. filo guida	8 CH	28 cm
137996 180300	stent tumorale controllabile, rivestimento idrofilo, incl. filo guida	8 CH	30 cm
Contenuto della confezione: 5 pezzi			